

Pré-nettoyage *facile*.

ET.FOAM

Mousse de transport **ENZYMATIQUE**



1L 4L

Garde les instruments souillés humides pendant le transport ou avant l'étape de nettoyage/stérilisation

Idéal lorsque le nettoyage doit attendre

Si le nettoyage manuel n'est pas effectué immédiatement, les instruments doivent alors être placés dans un récipient et trempés dans un détergent, désinfectant/détergent ou un nettoyant enzymatique pour éviter le dessèchement des particules contaminées du patient sur les instruments et pour rendre le nettoyage manuel plus facile et plus rapide.[1]



- Mousse enzymatique à pulvériser prête à l'emploi
- Commence à se dissoudre au contact de la biocontamination protéique
- Empêche les déversements et les éclaboussures communs au trempage
- Réduit la durée de nettoyage; les instruments commencent un autonettoyage pendant que vous nettoyez la salle opératoire
- Évite le brossage de la biocontamination séchée et le risque de blessure
- La formule au pH neutre n'est pas corrosive
- Sans danger pour la plupart des plastiques, des caoutchoucs, des tubes ondulés et des métaux
- Fabriqué au Canada

★CONSEIL: N'oubliez pas de bien rincer les instruments avant de procéder à l'étape de nettoyage/stérilisation!



La puissante combinaison d'agents de surface, de détergents et d'activateurs d'enzymes permet à ET.Foam de dissoudre rapidement et efficacement la salive, le sang, les tissus, le mucus et autre biocontamination protéique.
Les enzymes de ET.Foam travaillent spécifiquement pour décomposer/digérer la biocontamination qu'on retrouve couramment sur les instruments dentaires.
Les détergents nettoient le matériel soluble à l'eau, tels que les matériaux composites et la pierre ponce et font briller les instruments.
ET.Foam peut agir de 1 à 3 heures avant le nettoyage des instruments. Au besoin, on peut vaporiser de nouveau les instruments souillés avec ET.Foam.

GERMIPHENE

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre directeur de district des ventes ou Germiphene au 1-800-265-9931 | www.germiphene.com.

1 Foire aux questions - Stérilisation - Nettoyage. Disponible à http://www.cdc.gov/OralHealth/infectioncontrol/faq/sterilization_cleaning.htm. Consulté en novembre 2014.