SURGICAL MILK

Lubrifiant pour instruments et inhibiteur d'oxydation

Concentré

OBTENEZ LA PERFORMANCE OPTIMALE DE VOS INSTRUMENTS



2 L 4 L



Efficace	*Bactériostatique.*
	Empêche les taches et la rouille sur les instruments. Garde les instruments brillants et les empêche de ternir.
	Efficace dans les stérilisateurs à vapeur à sec ou chimique.
	L'usage régulier réduit les coûts de réparation et de rechange.
	Testé en clinique relativement à la pénétration de la vapeur et de la stérilisation à la vapeur. *Ne nuit pas à l'efficacité de l'élimination des bactéries lors du passage à l'autoclave.*
Pratique	*Non collant, non huileux et non graisseux.*
	La solution 1 partie de Surgical Milk dans 5 parties d'eau peut être utilisée jusqu'à 7 jours.
	Peut être utilisé pour une variété de métaux : acier, carbure, tungstène, acier inoxydable et aluminium.


Utilisation lors du passage à l'autoclave des:

- Instruments dentaires/chirurgicaux
- Charnières
- Verrous de boîte
- Équipement général

Une bouteille de 4 L remplace 20 L de solution prêt à l'emploi



Non traité



Traité avec SURGICAL MILK

RECOMMANDÉ PAR

BMT Chirurgische Instrumente

www.BMTsurgical.com

Fournisseur mondial d'instruments chirurgicaux.

GERMIPHENE®

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre directeur de district des ventes ou Germiphene au 1-800-265-9931 | www.germiphene.com.