Profil du Produit

Gleam II | SOLUTION CONCENTRÉE À TROIS AGENTS DE SURFACE POUR LE NETTOYAGE PAR ULTRASONS

Efficace	Formule concentrée, sans ammoniaque, spécialement élaborée pour procurer un nettoyage optimal de vos instruments par nettoyage par ultrasons. Les trois agents de surface délogent efficacement les lipides, les amidons et les débris inorganiques, et empêchent qu'ils ne se déposent à nouveau.
	Bactériostatique. Formulé pour enlever les substances protéiques et autres matières organiques des instruments dentaires.
Pratique	Emballage facile à utiliser — il suffit d'incliner la bouteille de deux litres avec bec verseur muni d'une mesure pour remplir la chambre supérieure de la quantité désirée et de verser la solution dans le réservoir de l'appareil de nettoyage par ultrasons. Ce système de distribution unique élimine les pertes et les débordements.
	La formule concentrée réduit l'espace d'entreposage nécessaire de même que le dépôt de déchets dans les sites d'enfouissement. Remplissez la bouteille de 2 litres avec la recharge de 10 litres pour économiser et contribuer à éliminer un surplus de déchets dans l'environnement.
	Une partie de formule concentrée se dilue à 10 parties d'eau (100 ml donne 1 L de solution prête à utiliser).
	GLEAM II a une bonne odeur — une agréable odeur de propreté.
Sans Danger	Il contient des inhibiteurs de corrosion spéciaux qui N'endommageront PAS les instruments en acier inoxydable, en plastique dur, en caoutchouc ou en verre.
	Utilisation sécuritaire dans tous les types d'appareils de nettoyage par ultrasons.
	La solution peut être jetée dans l'évier.



Recharge



bec verseur muni d'une mesure

Super Sonic | SOLUTION DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS SUPER CONCENTRÉE EN DOSES UNIQUES

Efficace	Formule super concentrée, sans ammoniaque, spécialement élaborée pour procurer un nettoyage optimal de vos instruments par nettoyage par ultrasons.
	Bactériostatique. Formulé pour enlever et dissoudre les substances protéiques et autres matières organiques des instruments dentaires.
Pratique	Prêt à utiliser; les sachets individuels ne nécessitent aucune mesure.
	Les sachets individuels remplis de solution concentrée réduisent l'espace de stockage nécessaire de même que le dépôt de déchets dans les sites d'enfouissement.
	Diluer un sachet de 30 ml dans 4 L d'eau. Une boîte donne 192 L de solution.
Rapide	SUPER SONIC commence à décoller et à dissoudre les dépôts de substances protéiques en moins d'une minute.
Sans Danger	La formule non corrosive contient des inhibiteurs de corrosion spéciaux qui N'endommageront PAS les instruments en acier inoxydable.
	Utilisation sécuritaire dans tous les types d'appareils de nettoyage par ultrasons. Ne laisse aucun résidu sur les instruments ou dans le réservoir de l'appareil de nettoyage par ultrasons. Ne mousse pas, ne laisse pas de mauvaises odeurs.
	La solution peut être jetée dans l'évier.



Mesure Facile



1 boîte contient 48 x 30mL de sachets individuels

Gzyme^3 | SOLUTION DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS À TROIS AGENTS DE SURFACE ET À TRIPLE ENZYMES

Efficace	Le nettoyant à triple enzymes pénètre et enlève la matière organique des endoscopes et des instruments médicaux et dentaires, et minimise la nécessité du nettoyage manuel.
	Bactériostatique. La solution 3 dans 1 peut être utilisée comme produit de trempage, détergent ultrasonique et comme produit de trempage pour le linge.
Pratique	La formule concentrée est offerte en flacon distributeur à deux goulots de 1 L facile à utiliser. Cet emballage signifie moins de déchets dans les sites d'enfouissement, moins d'espace d'entreposage et moins de plastique dans l'environnement.
	SEULEMENT 10 ml de solution par 4 L d'eau. 1 L de GZYME3 = 400 L de solution nettoyante. Extrêmement économique.
Rapide	Commence à décoller et à dissoudre les dépôts de substances protéiques en moins d'une minute.
Sans Danger	Non corrosif, non moussant et compatible avec la plupart des métaux, des plastiques et des caoutchoucs. PH neutre doux pour les instruments.
	Utilisation sécuritaire dans tous les types d'appareils de nettoyage par ultrasons. Ne laisse aucun résidu sur les instruments ou dans le réservoir de l'appareil de nettoyage par ultrasons. Ne mousse pas, ne laisse pas de mauvaises odeurs.
	Formulée à partir d'ingrédients biodégradables, la solution peut être jetée dans l'évier.



Fragrance Zeste de Tangerine



Mesure Facile



Solution de rechange pour le traitement des instruments?? E.T. Foam garde les instruments humides et commence le processus de nettoyage.

GERMIPHENE®

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec votre représentant ou appelez Germiphene au 1-800-265-9931.
Consultez notre site à www.Germiphene.com
Demandes par courriel : info@germiphene.com

Vous pouvez maintenant vous *détendre* vous aussi

vos instruments sont propres et sécuritaires









LE NETTOYAGE EST L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE DU PROCESSUS DE DÉSINFECTION/STÉRILISATION. LES INSTRUMENTS DOIVENT ÊTRE BIEN NETTOYÉS ET RINCÉS POUR QUE LA STÉRILISATION SOIT EFFICACE. IL EST POSSIBLE DE NETTOYER SANS STÉRILISER, MAIS *IL EST IMPOSSIBLE DE STÉRILISER SANS NETTOYER*. LA COLLECTION DE NETTOYANTS ULTRASONIQUES DE GERMIPHENE COMPREND LE PRODUIT PARFAIT POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS EN MATIÈRE DE NETTOYAGE D'INSTRUMENTS.







- Les produits nettoient, afin que vous puissiez stériliser.
- Ils enlèvent rapidement et efficacement les substances protéiques et les matières organiques.
- Les formules non corrosives n'égratignent pas les instruments.
- Les formules concentrées signifient moins d'espace de stockage et moins d'emballages à éliminer dans l'environnement.
- L'emballage pratique permet une mesure facile et comprend des sachets individuels jetables.

GERMIPHENE