COUVREZ TOUTES VOS BASES ET PROTÉGEZ L'ESSENTIEL

GermiCide³

DIN 02293072 | DIN 02317842



Désinfectant et Nettoyant pour Équipement Dentaire et Médical

- Désinfectant à Large Spectre
- Temps de Contact de 3 Minutes
- Désinfectant + Nettoyant
- Multi-Surfaces
- Bactéricide, Fongicide, Virucide, Tuberculocide

Protégez toutes vos surfaces

Dentaire • Médical • Service de Conciergerie
Sanitaire EMS • Vétérinaire
Centre de Toilettage • Studio de Body Art
Centres Sportifs • Spas

	Produits	GermiCide³	Optim 33 TB	CaviWipes	Sani Cloth Plus	TB Minuteman
Large Spectre	Bactéricide	✓	✓	✓	✓	✓
	Virucide	✓	✓	×	×	✓
	Fongicide	✓	✓	✓	×	✓
	Tuberculocide	✓	✓	✓	✓	✓
Conformité de Surface	Plastique	✓	✓	✓	✓	×
	Vinyle lisse / texturé	✓	✓	✓	×	×
	Cuivre / laiton	✓	×	✓	✓	✓
	Acier inoxydable	✓	✓	✓	✓	✓
	Surfaces peintes	✓	✓	✓	×	✓
	Plexiglas	✓	✓	✓	×	×
	Verre	✓	✓	✓	✓	×
	Aluminium brossé	✓	×	✓	×	✓
Sécurité	Biodégradable	✓	✓	✓	✓	✓
	Pochette rechargeable	✓	×	×	×	✓
	Cote de santé "0"	✓	✓	2	1	N/A
	Inflammabilité "0"	✓	✓	3	3	2
	Réactivité "0"	✓	✓	✓	✓	✓
	pH	7.6	2.5–3.5	11.0–12.49	11.0–12.0	N/A

Doux pour les surfaces. Formule au pH neutre.



GERMIPHENE

1.800.265.9931
www.germiphene.com

GermiCide³



Tue efficacement les micro-organismes suivants à température ambiante: Mycobacterium bovis BCG, virus de l'hépatite B du canard (DHBV), virus de l'hépatite C (VHC, Rhinovirus ATCC VR-286, poliovirus 1 ATCC VR-58, souche G du virus de l'herpès simplex (HSV 2),Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH-1), souche de virus influenza A2 / Hong Kong, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus aureus (MRSA),Enterococcus faecium (ERV), Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Salmonella enterica ATCC 10708, Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533.

Utilisez sur les surfaces dures et souples, y compris: plastique, céramique, acier inoxydable, chrome, acrylique, cuir, vinyle, verre, plexiglas et surfaces cuites.

Compatible avec la plupart des matériaux d'impression et des prothèses dentaires.

Non collant et ne laisse aucun résidu chimique dangereux lorsqu'il est utilisé selon les directives.

Ininflammable. Aucune expédition ou stockage spécial n'est requis.

Élimination en toute sécurité par des méthodes standards d'élimination des déchets.

Ingrédients Actifs :

- Chlorure de n-alkyl diméthyl benzyl ammonium...0.154%
- Chlorure de n-alkyl diméthyl éthylbenzyl ammonium..0.154%
- Isopropanol.....21.000%

PLUS RÉSISTANTS
Les moins sensibles aux désinfectants



GermiCide³

MOINS RÉSISTANTS
Les plus sensibles aux désinfectants

Classes de Microorganismes* | Désinfection avec GermiCide³

BACTÉRIES AVEC SPORES
(Exemples: Bacillus subtilis, Clostridium tetani, C. difficile, C. botulinum)

PROTOZAIRES AVEC KYSTES
(Exemples : Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum)

MYCOBACTÉRIES
(Exemples : Mycobacterium tuberculosis M. avium-intracellulare, M. chelonae)

VIRUS SANS ENVELOPPE
(Exemples : virus Coxsackie poliovirus, rhinovirus, rotavirus, virus de Norwalk, virus de l'hépatite A)

CHAMPIGNONS
(Exemples : Espèces de Candida, espèces de Cryptococcus, espèces d'Aspergillus, Dermatophytes)

BACTÉRIES VÉGÉTATIVES
(Exemples : Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, coliformes)

VIRUS À ENVELOPPE
(Exemples : Herpès simplex, virus varicelle-zona, cytomégalovirus, virus d'Epstein-Barr, virus de la rougeole, virus des oreillons, virus de la rubéole, virus de la grippe, virus respiratoire syncytial, virus de l'hépatite B et C, hantavirus et virus de l'immunodéficience humaine)


**Source : Directives sur la Prévention des Infections : Lavage des Mains, Nettoyage, Désinfection et Stérilisation dans les Établissements de Santé (RMTC 24S8)*

Essayez les deux ;
Liquides + Lingettes pour s'assurer que tous vos besoins en matière de contrôle des infections sont satisfaits.





160 lingettes régulières (15 x 17 cm)
& 160 lingettes par recharge



L/G 60 grandes lingettes (23 x 25 cm)
& 60 lingettes par recharge

Citron ◯ Sans Fragrance



GERMIPHENE

1.800.265.9931
www.germiphene.com